

# Интерфейс пациента - маски

Ключ к успеху в повышении качества и приемлемости терапии



## Интерфейс пациента - маски

Требования, предъявляемые к маскам для вентиляции, очень строгие. Во-первых, посадка маски должна быть идеальной. Дополнительно к этому, она должна выдерживать высокие терапевтические давления, быть тихой, позволять пациенту легко делать выдох, быть простой в использовании и приятной для кожи. Наши маски удовлетворяют всем этим требованиям, и они были специально разработаны для использования с аппаратами компании Weinmann, в том числе и для

новой линейки аппаратов prismaLINE. Благодаря своим качествам, наши маски являются ключом к успеху в повышении качества и приемлемости терапии. Мы предлагаем универсальную, подстраивающуюся под форму лица, маску JOYCEone, максимально простую в эксплуатации маску JOYCEeasy, а также комфортные силиконовые маски SilkGel, все это маски семейства JOYCE. Такое разнообразие гарантирует то, что любой пациент найдет подходящую для себя маску.

	JOYCEone		JOYCEeasy		JOYCE SilkGel / JOYCE GEL		JOYCE Full Face SilkGel / JOYCE Full Face GEL		JOYCE				JOYCE Full Face				NP 15
	Назальная маска	Носо-ротовая маска	Назальная маска	Носо-ротовая маска	Назальная маска		Носо-ротовая маска		Назальная маска				Носо-ротовая маска				Носовая маска-канюля
	вентилируемая	вентилируемая	вентилируемая	вентилируемая	вентилируемая	NV невентилируемая	вентилируемая	NV невентилируемая	вентилируемая	40 гПа вентилируемая	NV невентил.	40 гПа невентил.	вентилируемая	40 гПа вентилируемая	NV 40 гПа невентил.	Full Face <sup>®</sup> вентил.	вентилируемая
WM-номер, размер																	
S			25510	25910	26118 / 26112	26168 / 26162	26418 / 26412	26468 / 26462	26110	26111	26160	26161	26410	26411	26461	26413	
M	25260	25290	25520	25920	26128 / 26122	26178 / 26172	26428 / 26422	26478 / 26472	26120	26121	26170	26171	26420	26421	26471	26423	26755
L			25530	25930	26138 / 26132	26188 / 26182	26438 / 26432	26488 / 26482	26130	26131	26180	26181	26430	26431	26481	26433	
XL			—	—	—	—	—	—	26140	26141	26190	26191	26440	26441	26491	26443	—
Силикон	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гель	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Покрытие WEINMANN SilkGel	✓	✓	✓	✓	✓ SilkGel	✓ SilkGel	✓ SilkGel	✓ SilkGel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Использование: лечение апноэ сна	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Использование: вентиляция	—	✓	—	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
Диапазон давлений	4 - 30 гПа	4 - 30 гПа	4 - 30 гПа	4 - 30 гПа	4 - 40 гПа	4 - 40 гПа	4 - 40 гПа	4 - 40 гПа	4 - 30 гПа	4 - 40 гПа	4 - 30 гПа	4 - 40 гПа	4 - 30 гПа	4 - 40 гПа	4 - 40 гПа	4 - 30 гПа	4 - 25 гПа
Клапан защиты от асфиксии	—	✓	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	—	✓	—
Подвижное соединение ball-and-socket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Настройка посадки налобного фиксатора	✓ автоматическая	✓ автоматическая	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Коннектор для измерения давления	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Шнур для экстренного снятия маски (опция)	—	✓	—	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
Возможность подсоединения внешней системы для выдоха	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—



## JOYCEone

### Современность и эффективность

- Быстрая подгонка маски без потери качества посадки



## JOYCEeasy

### Гениальная простота


- Простота посадки и использования



## JOYCE SilkGel

### Разнообразие и гибкость

- Комбинируйте части маски для идеального удовлетворения всем требованиям



Носовые маски

Носо-ротовые маски

### WEINMANN SilkTec

Значительное повышение комфорта при ношении маски и обеспечение чистоты: наше покрытие WEINMANN SilkTec из жидкого силиконового каучука задает новый стандарт качества и обеспечивает значительно большую мягкость и гигиеничность поверхности, чем стандартные общепринятые покрытия.



### Для масок JOYCE Full Face SilkGel



#### Адаптер для эндоскопа

Мы обеспечиваем возможность поведения эндоскопического обследования во время неинвазивной вентиляции. Просто замените стандартное кольцо и уголок маски на адаптер для эндоскопа.



#### Невентилируемое кольцо и уголок маски

В линейке масок JOYCE SilkGel предлагаются как стандартные вентилируемые маски, так и маски с невентилируемым шарнирным комплектом, включающим стопорное кольцо NV и уголок маски NV.

Компания Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG занимается разработкой, производством и реализацией диагностических и терапевтических решений для сомнологии и искусственной вентиляции.

Продукция этого гамбургского семейного предприятия разрабатывается в целях полного удовлетворения индивидуальных потребностей пациентов и экспертов и в процессе вывода на рынок проходит сертифицированную процедуру валидации на этапах разработки и исследований, закупок, производства и менеджмента качества.

Компания Weinmann, входящая с 2013 года в группу компаний Löwenstein, занимает сегодня 3-е место среди мировых лидеров на многих рынках сбыта, предъявляющих самые высокие требования – и все это благодаря идеям, опыту и дальновидным инновациям. А также благодаря доверию, которое партнеры Weinmann во всем мире проявляют к зарекомендовавшим себя за многие десятилетия продуктам со знаком качества «Made in Germany».

weinmann-medical.com

**Germany**  
Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG  
Postfach 540268 ■ 22502 Hamburg  
Kronsaalweg 40 ■ 22525 Hamburg  
E: info@weinmann-medical.com  
weinmann-medical.com  
T: +49 (0)40 547 02-0 Reception  
F: +49 (0)40 547 02-461 Reception  
T: +49 (0)40 547 02-100 Customer Service  
Center for Production, Logistics, Service  
Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG  
Siebenstücken 14 ■ 24558 Henstedt-Ulzburg

**France**  
Weinmann S.A.S. – Paris-Igny  
T: +33 (0)169 355320  
weinmann-france.fr

**Россия**  
Weinmann SPb GmbH  
+7-916-927-85-86  
+7-812-633-30-82  
www.weinmann.de  
http://www.prismarespiration.com/ru/

**China**  
Weinmann GmbH + Co. KG  
(Shanghai Rep. Office)  
T: +86 21 32 26 26 98  
weinmann.cn



80796-EN-02/2015  
© Copyright protected. Copying or reproduction of any text requires the explicit approval of Weinmann.



# Интерфейс пациента - маски

Ключ к успеху в повышении качества и приемлемости терапии